

Cubes de nettoyage pour réservoirs d'eau SANIT

Description

- Cubes de nettoyage actif pour réservoirs d'eau
- À base d'agents tensioactifs biodégradables
- Fraîcheur et propreté à chaque chasse d'eau
- Versement simple et direct dans le réservoir d'eau
- Dure très longtemps
- Profiter de l'eau bleue et du parfum agréable pendant 4 semaines env.
- Solution élégante remplaçant le bloc WC
- Utilisables sans risques pour les stations d'épuration biologiques

Domaines d'application

 Pour réservoirs d'eau Geberit, TECE, GROHE, SANIT (Eisenberg) et Conel VIS

Application

Verser un cube de nettoyage SANIT pour réservoirs sans enlever le film directement dans le réservoir d'eau. Le film se décompose dans l'eau. L'eau s'écoule sur le cube de nettoyage SANIT à chaque actionnement de la chasse d'eau. De cette manière, le cube de nettoyage se dissout de manière contrôlée et l'effet de nettoyage se répartit uniformément dans la cuvette du WC. Une fois que l'eau n'est plus bleue, le cube de nettoyage pour réservoir d'eau est usé et doit être remplacé par un neuf.

Date limite de conservation

aucune indication

Formes de conditionnement

Quantité/Cond.	Contenu	N° art.
1/12	10 cubes	3056





SANIT-CHEMIE Reinigungsmittel und -geräte GmbH Dieselstraße 38 74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0 **Telefax:** +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de Internet: www.sanit-chemie.de



Gamme:





Illustration à titre d'exemple

Les fiches de données de sécurité actuelles se trouvent sur notre site Internet.